

## Klinische Biologie

datum : 30/11/2011  
uw ref. :  
onze ref. : IPH-43-BC-2011-62  
bijlage(n) :

contact : Micheline Coomans  
tel. : + 32 2 642 55 22  
fax : + 32 2 642 56 45  
e-mail : mcoomans@wiv-isp.be

### BETREFT :

Geüdated : 29/11/2011


Geachte Collega,

Bij de bezoeken die worden uitgevoerd in het kader van de erkenning en ook bij de BELAC audits volgens de nieuwe norm 15189 stellen we vast dat er nogal wat mank loopt met de wijze waarop monsters via de post of via private courierdiensten worden verstuurd naar een onderaannemend laboratorium.

Met dit schrijven willen wij u duidelijke instructies geven over dit transport zonder te vervallen in overdreven en niet haalbare eisen. Het is echter duidelijk dat het hier gaat om transport via de Post of een andere private courierdienst en niet voor luchttransport waar de regels van IATA geldig zijn.

1. Zorg ervoor dat de monsters goed sluiten om lekken te voorkomen; hiervoor kan het dopje en de buis nogmaals met parafilm worden ingewikkeld.
2. Het monster wordt in een transportblistser of koker verpakt met vochtabsorberend materiaal. Deze secundaire verpakking mag ook bestaan uit een dichtgelast plastic zakje.
3. Het geheel wordt geplaatst in een beschermende enveloppe of doosje.

De huidige richtlijnen vragen dat op de buitenverpakking volgend insigne wordt aangebracht:





Dezelfde regels zijn ook geldig voor het transport van microbiologische monsters, zowel kiemen van de risicoklasse 2 als 3 (voor deze laatste categorie moet het gaan om monsters die uitsluitend worden doorgestuurd in het kader van een diagnose of onderzoek).

Zoals u kunt vaststellen zijn dit geen onoverkomelijke eisen die ook met weinig kosten kunnen worden vervuld. Hierdoor wordt ook het risico op een schandaal door lekkende verpakking, vrees voor besmetting van personeel van de Post, enz... uitgesloten.

Ook voor de monsters van de EKE volgen wij dezelfde regels (de omslagen die wij gebruiken zijn conform).

Aan de onderaannemende laboratoria wordt gevraagd om duidelijke richtlijnen te verschaffen wat betreft de specifieke vereisten voor monsternamen, tijd en bewaringscondities gedurende de pre-analytische fase. Het internet is hiervoor een uitstekend communicatiemiddel.

Wij raden u ook aan om de transportcondities zoals hier vermeld op te nemen in uw eigen laboratoriumgids.

Afwijkingen die worden opgemerkt bij ontvangst van externe monsters moeten op het rapport worden vermeld.

Wij hopen op de medewerking van iedereen en dit in het belang van een goede dienstverlening.

Met de meeste hoogachting

Dr. Ph. Van De Walle  
Diensthoofd Klinische Biologie a.i.